

WbおよびElisa用 抗Cd26/Dpp4 ウサギモノクローナル抗体 - P27487

商品番号: CM0010386



前書き

CD26/DPP4ウサギモノクローナル抗体は、T細胞活性化共刺激受容体およびセリンプロテアーゼである内在性ヒトDPP4を検出します。WBおよびELISAに適用可能で、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD26/DPP4 Rabbit mAb
備考/別名	CD26; ADABP; ADCP2; DPP4; TP103; CD26/DPP4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1803
遺伝子ID	1803
免疫原	ヒトCD26/DPP4 (P27487) のアミノ酸667-766に相当する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P27487
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋