

Wb、Ip、Fc、Elisa用 抗Cd26/Dpp4ウサギモノクローナル抗体 - P27487

商品番号: CM0006933



前書き

ヒトCD26/DPP4（DPP4）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、FC、ELISAでバリデーション済みです。88

kDaタンパク質を認識し、T細胞活性化、プロテアーゼ、ウイルス受容体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD26/DPP4ウサギmAb
備考／別名	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
生物種	ヒト
Gene ID	1803
免疫原	ヒトCD26/DPP4（NP_001926.2）のアミノ酸29〜766に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P27487
タンパク質分子量	88 kDa
輸送	保冷バッグ