


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd26/Dpp4ウサギポリクローナル抗体 - P27487

商品番号: CM0013006



前書き

ヒトCD26/DPP4に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。T細胞活性化およびジペプチジルペプチダーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD26/DPP4ウサギpAb
備考/別名	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1803
GeneID	1803
免疫原	ヒトCD26/DPP4 (NP_001926.2) のアミノ酸29〜766に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27487
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷剤