

ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗Cd27モノクローナル抗体 - P26842

商品番号: CM0003832



前書き

ウエスタンブロット（WB）、免疫蛍光法（IF-P）、ELISAで検証済みのCD27ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットのCD27（29 kDaのT細胞共刺激に関与するTNF受容体）を認識します。免疫学および腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD27 ウサギ mAb
備考/別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	939
遺伝子ID	939
免疫原	合成ペプチド ヒトCD27（P26842）のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
輸送	アイスバッグ