

## Wb、Elisa用抗Cd27ポリクローナル抗体 - P26842

商品番号: CM0018396



### 前書き

ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーションされた高品質なウサギ抗CD27ポリクローナル抗体。ヒトCD27（約29 kDa）を検出し、マウスとの交差反応性があります。免疫チェックポイントおよびT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                           |
|-------------|---------------------------------------------|
| 製品名         | CD27 Rabbit pAb                             |
| 備考/別名       | T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27 |
| 種           | ヒト                                          |
| GeneID (ヒト) | 939                                         |
| GeneID      | 939                                         |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                                    |
| 由来          | ウサギ                                         |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                   |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                   |
| 交差反応性       | マウス                                         |
| SWISS       | P26842                                      |
| タンパク質分子量    | 29kDa                                       |
| 配送          | 氷袋                                          |