

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cd27ウサギポリクローナル抗体 - P26842

商品番号: CM0022505



前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルCD27抗体です。T細胞の活性化とメモリーに關与する共刺激的な免疫チェックポイント受容体であるCD27抗原（TNFRSF7）を標的とします。免疫原は組換えタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD27 Rabbit pAb
別名	TL4; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	939
遺伝子ID	939
免疫原	ヒトCD27 (NP_001233.1) のアミノ酸20～191番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26842
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	氷袋