

Ihc-PおよびElisa用 抗Cd271 (P75Ntr) ウサギポリクローナル抗体 - Q9Z0W1

商品番号: CM0021374

前書き

IHC-PおよびELISAで検証済みのマウスCD271 (p75NTR, TNFRSF16) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトとの交差反応性あり。神経生物学、アポトーシス、狂犬病ウイルス侵入研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD271 ウサギ pAb
備考/別名	p75; LNGFR; p75NTR; p75NGFR; Tnfrsf16
種	マウス
GeneID (ヒト)	4804
GeneID	18053
免疫原	マウスCD271 (NP_150086.2) のアミノ酸32-254に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Z0W1
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ