


Ihc-PおよびElisa用抗Cd271ウサギポリクローナル抗体 - P08138

商品番号: CM0020503



前書き

IHC-

PおよびELISA用途向けの、ヒトCD271/p75NTRを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。本抗体は、神経発生、アポトーシス、概日リズムの重要な調節因子である低親和性ニューロトロフィン受容体p75NTRを検出します。神経科学およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD271ウサギpAb
備考/別名	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4804
GeneID	4804
免疫原	ヒトCD271 (NP_002498.1) のアミノ酸330～427に相当する配列を含む組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08138
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ