

Fc用抗Cd272/Btlaモノクローナル抗体 - Q7Tsa3

商品番号: CM0008732



前書き

マウスCD272/BTLAに対するウサギモノクローナル抗体で、で標識されています。フローサイトメトリー（FC）でマウスリンパ球におけるCD272/BTLAの発現を解析することが検証済みです。阻害性受容体シグナル伝達研究の研究用途にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD272/BTLA mAb
備考/別名	A630002H24
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	151888
GeneID	208154
免疫原	マウスCD272/BTLA (NP_001032808.2) のアミノ酸30～176番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q7TSA3
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋