

Wb、If/Icc、Fc、Elisa用 抗Cd272/Btla モノクローナル抗体 - Q7Tsa3

商品番号: CM0006782



前書き

マウスCD272/BTLA（リンパ球上の抑制性受容体）に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、FC、ELISAで検証済み。免疫チェックポイントシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD272/BTLA ウサギ mAb
備考/別名	A630002H24; CD272/BTLA
種	マウス
GeneID (ヒト)	151888
GeneID	208154
免疫原	マウスCD272/BTLA (NP_001032808.2) のアミノ酸30-176に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q7TSA3
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ