


Wb・Elisa用 抗Cd274 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ep73

商品番号: CM0020182



前書き

WBおよびELISAでの検証が完了した高品質抗マウスCD274/PD-L1

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫チェックポイントおよび腫瘍免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 検証済] CD274 ウサギ pAb
備考/別名	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik; 74
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	29126
遺伝子ID	60533
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9EP73
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋梱包