

ウエスタンブロット用 Anti-Cd275 ウサギポリクローナル抗体 - O75144

商品番号: CM0020879



前書き

ウエスタンブロットで検証済みの Anti-CD275
ウサギポリクローナル抗体 (ICOSL, B7-
H2)。ヒトおよびマウスのICOSリガンドを検出し、予
測分子量は約33
kDa。T細胞共刺激および免疫調節の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD275 ウサギ pAb
備考/別名	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23308
GeneID	23308
免疫原	組換えタンパク質: ヒトICOSLのアミノ酸19-256に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_056074.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB
交差反応性	マウス
SWISS	O75144
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤