

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd276 ウサギポリクローナル抗体 - Q5Zpr3-2

商品番号: CM0023196

前書き

ヒトCD276 (B7-H3)に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。免疫チェックポイントおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD276 ウサギ pAb
備考/別名	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80381
GeneID	80381
免疫原	ヒトCD276 (NP_079516.1)のアミノ酸29-245に相当する領域の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5ZPR3-2
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ