

抗Cd276/B7-H3 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q5Zpr3-2

商品番号: CM0010374

前書き

フローサイトメトリー（FC）用の標識ウサギ抗ヒト/マウスCD276/B7-H3モノクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸29～245）。共刺激分子B7-H3と反応します。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/マウスCD276/B7-H3 mAb
備考/別名	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; CD276抗原
種	ヒト
GeneID（ヒト）	80381
免疫原	ヒトCD276/B7-H3（NP_079516.1）のアミノ酸29～245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5ZPR3-2
タンパク質分子量	33kDa/52kDa/57kDa
輸送	保冷バッグ