

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd276/B7-H3 ポリクローナル抗体 - Q5Zpr3

商品番号: CM0021141

前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体。ヒトCD276/B7-H3（B7-H3、B7RP-2、4Ig-B7-H3）を対象とし、WB、IHC-P、ELISAに対応しています。T細胞の免疫調節に関与する57 kDaの膜タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD276/B7-H3 ウサギpAb
別名	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3; CD276/B7-H3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	80381
GeneID	80381
免疫原	合成ペプチド ヒトCD276/B7-H3 (NP_079516.1) のアミノ酸29～245番の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS ID	Q5ZPR3
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	保冷剤