

抗Cd298/Atp1B3 ウサギPolymab® (Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用) - P54709

商品番号: CM0002410

前書き

ナトリウム/カリウム輸送ATPaseサブユニットベータ-3であるCD298/ATP1B3に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。膜輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD298/ATP1B3 ウサギPolymAb®
備考/別名	CD298; ATPB-3; ATP1B3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	483
GeneID	483
免疫原	合成ペプチド - ヒトATP1B3 (P54709) のアミノ酸180-279の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54709
タンパク質重量	22kDa/32kDa
配送	アイスバッグ