

Wb・Elisa用抗Cd2Apウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5K6

商品番号: CM0027818



前書き

CD2AP Rabbit

pAbは組換えヒトCD2APを免疫原として作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。細胞骨格および細胞結合の研究向けに開発されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD2AP Rabbit pAb
別名	CMS; CD2AP
由来種	ヒト
GeneID (ヒト)	23607
GeneID	23607
免疫原	ヒトCD2AP (NP_036252.1) のアミノ酸360～639番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9Y5K6
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	保冷剤