

WbおよびElisa用Anti-Cd2Bp2ポリクローナル抗体 - O95400

商品番号: CM0017508



前書き

ヒトCD2BP2 (U5-52K)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。プレmRNAスプライシングに関与しており、スプライソソーム集合およびU5 snRNP機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD2BP2 Rabbit pAb
備考/別名	LIN1; Snu40; FWP010; U5-52K; PPP1R59; CD2BP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10421
GeneID	10421
免疫原	ヒトCD2BP2 (NP_006101.1) のアミノ酸1-341に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95400
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋