

Wb、If-P、Ihc-P、Fc、Elisa用 抗Cd3 イプシロン モノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0006537



前書き

ヒトCD3イプシロン鎖（T3E/TCRE）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、FC、ELISAで検証済み。T細胞活性化および適応免疫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD3 ウサギ mAb
備考/別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	916
遺伝子ID	916
免疫原	ヒトCD3（NP_000724.1）のアミノ酸1-126に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ