

フローサイトメトリー用 抗Cd3ウサギモノクローナル抗体 - P07766

商品番号: CM0009746



前書き

ヒト、カニクイザル、アカゲザルのT細胞におけるCD3イプシロン鎖（23 kDa）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計されており、基礎研究および診断開発における免疫表現型解析やT細胞活性化研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト／サルCD3 mAb
備考／別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	916
遺伝子ID	916
免疫原	ヒトCD3（NP_000724.1）のアミノ酸1～126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル、アカゲザル
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送	保冷バッグ