


抗Cd30ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Fc、Elisa用途） - P28908

商品番号: CM0002424



前書き

ヒトCD30（TNFRSF8）に対する高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISAでの検証が完了しています。リンパ腫研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD30 ウサギmAb
備考/別名	CD30; Ki-1; D1S166E
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	943
GeneID	943
免疫原	ヒトCD30（NP_001234.3）のアミノ酸19～379番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28908
タンパク質分子量	14 kDa/50 kDa/63 kDa
発送方法	保冷剤