


Anti-Cd30 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P28908

商品番号: CM0026903



前書き

ヒトのWBおよびELISAで検証されたCD30 Rabbit Polyclonal Antibody (P28908)。アミノ酸500-595由来の合成ペプチド免疫原。リンパ芽球の活性化および成長制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD30 Rabbit pAb
備考/別名	CD30; Ki-1; DISI66E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	943
GeneID	943
免疫原	ヒトCD30 (NP_001234.3) のアミノ酸500-595内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P28908
タンパク質分子量	64kDa
配送	氷袋