


Wb、Fc、Elisa用抗Cd300Aウサギモノクローナル抗体 - Q9Ugn4

商品番号: CM0008587



前書き

ヒトCD300A（IRp60）に対するウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAに適しています。NK細胞、肥満細胞、その他の免疫細胞に存在する抑制性受容体を認識し、複数のアイソフォームを検出することができます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD300a ウサギmAb
別名	IRC1, IRC2, CLM-8, IRp60, IGSF12, CMRF35H, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H9, CMRF35-H9, IRC1/IRC2, CMRF-35-H9
対象種	ヒト
GeneID	11314
免疫原	ヒトCD300A（NP_009192.2）のアミノ酸18-178番に相当する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、Fc、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGN4
タンパク質分子量	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
輸送方法	氷袋