


Anti-Cd300A ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q9Ugn4

商品番号: CM0017941



前書き

ヒトCD300Aに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。NK細胞、T細胞、肥満細胞上に存在する33 kDaの抑制性受容体を標的とし、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD300A Rabbit pAb
略称/別名	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9; CD300A
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11314
遺伝子ID	11314
免疫原	ヒトCD300A（NP_009192.2）のアミノ酸18～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGN4
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤