


フローサイトメトリー用抗Cd300A/Cモノクローナル抗体（） - Q9Ugn4/Q08708

商品番号: CM0008811



前書き

フローサイトメトリー用ヒトCD300a/cを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫細胞プロファイリングおよびこの抑制性受容体ファミリーの機能研究に適しています。FCアプリケーションでバリデーション済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD300 a/c mAb
備考/別名	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11314/10871
遺伝子ID	11314/10871
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD300 aのアミノ酸18〜178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_009192.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGN4/Q08708
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ