


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Cd300C ポリクローナル抗体 - Q08708

商品番号: CM0012957



前書き

ヒトCD300C（CMRF35様分子6）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。免疫学研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD300C ウサギ pAb
備考/別名	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10871
遺伝子ID	10871
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08708
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ