


If/Icc、Fc、Elisa用 抗Cd300Cウサギモノクローナル抗体 - Q08708

商品番号: CM0004126



前書き

IF/ICC、フローサイトメトリー、ELISA用にバリデートされたヒトCD300Cウサギモノクローナル抗体。細胞外ドメイン（アミノ酸21-183）にまたがる組換え免疫原。単球、好中球、T細胞、B細胞上に発現する白血球免疫受容体CD300Cを検出します。免疫学研究および診断応用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD300C ウサギ mAb
備考/別名	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1; CD300C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10871
GeneID	10871
免疫原	ヒトCD300C (NP_006669.1) のアミノ酸21-183に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08708
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ