

Wb、Elisa用 抗Cd300Lb ポリクローナル抗体 - A8K4G0

商品番号: CM0020451

前書き

組換え免疫原ベースのCD300LBウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用。ヒト、マウス、ラットのCD300LB（骨髄系細胞上の活性化免疫受容体）を認識。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD300LB ウサギ pAb
備考/別名	CLM7; CLM-7; IREM3; TREM5; CD300b; IREM-3; TREM-5; CMRF35-A2; CD300LB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124599
免疫原	ヒトCD300LB (NP_777552.3) のアミノ酸1-201に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A8K4G0
タンパク質分子量	23kDa
輸送	氷袋