

Wb、Elisa用 抗CD301/Clec10A ポリクローナル抗体 - Q8Iun9

商品番号: CM0016849



前書き

GalNAc末端糖鎖を認識するC型レクチン受容体であるCD301/CLEC10Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびマウスと交差反応し、免疫学および腫瘍学研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD301/CLEC10A ウサギ pAb
備考/別名	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10462
GeneID	10462
免疫原	ヒトCD301/CLEC10A (NP_878910.1) のアミノ酸60-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IUN9
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ