


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Cd304/ニューロピリン-1

ウサギモノクローナル抗体 - P97333

商品番号: CM0004214



前書き

マウスCD304/ニューロピリン-

1を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/I
CC、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差
反応性あり。心血管発生、血管新生、神経科学研究に
最適。[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD304/ニューロピリン-1 ウサギmAb
備考/別名	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	8829
遺伝子ID	18186
免疫原	マウスCD304/ニューロピリン-1 (NP_032763.2)のアミノ酸22-856に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P97333
タンパク質分子量	103kDa
配送	保冷バッグ