

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗Cd304/ニューロピリン-1 ウサギPolymab® - P97333

商品番号: CM0012433



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギモノクローナルニューロピリン-

1抗体 (PolymAb®)。ヒト、マウス、ラットのNRP1と交差反応します。血管新生、神経発生、心血管生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD304/ニューロピリン-1 ウサギPolymAb®
備考/別名	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
種	マウス
GeneID (ヒト)	8829
GeneID	18186
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P97333
タンパク質分子量	103kDa
輸送	保冷バッグ