

Anti-Cd305/Lair1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Fc、Elisa用） - Q6Gtx8

商品番号: CM0004765



前書き

ヒト白血球関連免疫グロブリン様受容体1（LAIR1/CD305）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAで検証済み。免疫受容体シグナル伝達およびNK/T/B細胞機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD305/LAIR1 ウサギmAb
備考/別名	LAIR1; CD305; LAIR-1; leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1; CD305/LAIR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3903
GeneID	3903
免疫原	ヒトCD305/LAIR1 (NP_002278.2) のアミノ酸22-163に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6GTX8
タンパク質分子量	23kDa/29kDa/31kDa
配送	氷袋