

Anti-Cd307B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q96La5

商品番号: CM0011662

前書き

ヒトCD307b (FCRL2)
を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。B
細胞分化研究におけるWB、IF/ICC、FC、ELISAアプ
リケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD307b Rabbit mAb
備考/別名	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79368
GeneID	79368
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトCD307b (NP_110391.2) のアミノ酸20-395に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96LA5
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスパック