

フローサイトメトリー用抗Cd31モノクローナル抗体 () - Q3Swt0

商品番号: CM0004212

前書き

ウサギモノクローナル抗ラットCD31抗体、結合体。
フローサイトメトリー用に検証済み。白血球遊走および内皮接着研究のために、血小板内皮細胞接着分子（PECAM1）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ラット CD31 mAb
備考/別名	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
種	ラット
遺伝子ID (ヒト)	5175
遺伝子ID	29583
免疫原	組換えタンパク質（ラットCD31 (NP_113779.1) のアミノ酸18-585に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ラット
SWISS	Q3SWT0
タンパク質分子量	76kDa
配送	氷袋