

フローサイトメトリー用抗Cd31（Pecam1）モノクローナル抗体 - Q3Swt0

商品番号: CM0006035

前書き

フローサイトメトリー用にABflo 594で標識した、ラットCD31/PECAM1に対する組換えウサギモノクローナル抗体。ラットとの交差反応性が確認されています。白血球の血管内皮透過遊走および内皮細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ラットCD31 mAb
備考／別名	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
種	ラット
GeneID（ヒト）	5175
GeneID	29583
免疫原	ラットCD31（NP_113779.1）のアミノ酸18～585に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ラット
SWISS	Q3SWT0
タンパク質分子量	76kDa
輸送	保冷バッグ