


Wb、Elisa用 抗Cd317ウサギポリクローナル抗体 - Q8R2Q8

商品番号: CM0021904



前書き

マウスCD317/Bst2（骨髄間質抗原2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーション用。自然抗ウイルス免疫およびウイルス制限機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD317 ウサギ pAb
備考/別名	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015110Rik
種	マウス
GeneID	69550
免疫原	マウスCD317（NP_932763.1）のアミノ酸55-152に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R2Q8
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ