

フローサイトメトリー用 抗Cd317/Bst2モノクローナル抗体 - Q10589

商品番号: CM0006039



前書き

ヒトCD317/BST2（テザリン/HM1.24）に特異的な標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済み。抗ウイルス制限因子および多発性骨髄腫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD317/BST2 mAb
備考/別名	CD317; HM1.24; TETHERIN
種	ヒト
GeneID（ヒト）	684
GeneID	684
免疫原	ヒトCD317/BST2（NP_004326.1）のアミノ酸49～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10589
タンパク質分子量	18kDa/19kDa
輸送条件	保冷剤