

フローサイトメトリー用

抗Cd31/Pecam1モノクローナル抗体（Apc/Cyanine7） - Q08481

商品番号: CM0006103

前書き

マウス/ラットCD31/PECAM1を標的とするAPC/Cyanine7結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。内皮細胞接着、白血球経内皮遊走、血管新生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウス/ラットCD31/PECAM1 mAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	5175
遺伝子ID	18613
免疫原	マウスCD31（NP_001292086.1）のアミノ酸18～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
配送	保冷バッグ