

Anti-Cd31/Pecam1 Monoclonal Antibody (Biotin) For Fc - Q08481

商品番号: CM0008253

前書き

フローサイトメトリー用マウス/ラットCD31/PECAM1に対するビオチン結合ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットで検証済み。内皮細胞接着、白血球遊走、および血小板生物学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Biotin Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	5175
GeneID	18613
免疫原	マウスCD31 (NP_001292086.1) のアミノ酸18-220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
配送	氷袋