

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cd31/Pecam1マウスモノクローナル抗体 - P16284

商品番号: CM0004743



前書き

ヒトCD31/PECAM1を標的とするモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスとの交差反応性を示します。内皮細胞接着、白血球トランスマイグレーション、血管生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD31/PECAM1 マウスmAb
備考/別名	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5175
遺伝子ID	5175
免疫原	CD31/PECAM1 (NP_000433.4) のアミノ酸630〜738番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16284
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	保冷剤