

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-Cd31/Pecam1ポリクローナル抗体 - Q08481

商品番号: CM0026968

前書き

CD31/PECAM1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ヒト、ラットのPECAM1を検出します。PECAM1は、白血球の遊走および血管新生に關与する重要な内皮細胞接着分子です。血管炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD31/PECAM1 Rabbit pAb
備考/別名	Cd31; Pecam; PECAM-1; CD31/PECAM1
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	5175
遺伝子ID (マウス)	18613
免疫原	CD31/PECAM1 (NP_000433.4) のアミノ酸630-738に相当する配列を含む組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08481
タンパク質分子量	81kDa
配送	アイスバッグ