

Wb、If、Ihc、Elisa用 抗Cd31/Pecam1 ウサギモノクローナル抗体 - P16284

商品番号: CM0002930



前書き

ヒトCD31/PECAM1を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCD31を検出します。内皮細胞接着、白血球遊走、および貪食作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD31/PECAM1 Rabbit mAb
備考/別名	CD31; PECAM1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5175
遺伝子ID	5175
免疫原	CD31/PECAM1 (NP_000433.4) のアミノ酸630-738に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16284
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋