

Wb、If-P、Ihc-P用 抗Cd31/Pecam1 ウサギポリクローナル抗体 - P16284

商品番号: CM0014836



前書き

ヒトCD31/PECAM1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、パラフィン包埋切片免疫蛍光、免疫組織化学に適しています。ヒトおよびマウスと反応し、白血球遊走、内皮細胞間結合、炎症性疾患の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD31/PECAM1 ウサギpAb
別名	CD31; PECAM1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
対象種	ヒト
遺伝子ID	5175
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF-P, IHC-P
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16284
タンパク質分子量	83 kDa
発送方法	保冷剤