

Wb、Elisa用抗Cd320ウサギポリクローナル抗体 - Q9Npf0

商品番号: CM0025332



前書き

CD320（TCb1R/8D6抗原）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルのWBおよびELISAで実証済み。B細胞の分化、増殖、コバリン取り込みの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CD320 ウサギ pAb
備考/別名	8D6; 8D6A; TCBLR; TCN2R; TCII-R; sCD320; CD320
種	ヒト
遺伝子ID	51293
免疫原	ヒトCD320（NP_057663.1）のアミノ酸36～229に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NPF0
タンパク質分子量	29kDa
配送方法	氷袋