


Anti-Cd324/E-Cadherinポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P09803

商品番号: CM0023352



前書き

マウスCD324/E-

Cadherinを標的とするウサギポリクローナル抗体。

WBおよびELISAで検証済み。ヒトと交差反応します。
細胞接着、上皮生物学、およびがんの研究に適しています。98 kDaタンパク質。 - P09803

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD324/E-Cadherin Rabbit pAb
備考/別名	CDH1; Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; AA960649; ARC-1; E-cad; Ecad; L-CAM; Um; cadherin-1; CD324/E-Cadherin
種	マウス
GeneID (ヒト)	999
GeneID	12550
免疫原	マウスCD324/E-Cadherin (NP_033994.1) のアミノ酸157-369に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09803
タンパク質分子量	98kDa
配送	アイスパック