


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Cd324/E-カドヘリンウサギPolymab® - P09803

商品番号: CM0009780



前書き

CD324/E-カドヘリン (UM、UVO、Ecad、ARC-1、E-cad、L-CAM) を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットのサンプルにおけるWB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。予測分子量は98kDa。UniProt : P09803。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD324/E-カドヘリン ウサギPolymAb®
備考／別名	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
種	マウス
GeneID (ヒト)	999
GeneID	12550
免疫原	マウスCD324/E-カドヘリン (NP_033994.1) のアミノ酸157～369に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P09803
タンパク質分子量	98kDa
輸送	保冷バッグ