

Anti-Cd326/Epcam モノクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用） - Q99Jw5

商品番号: CM0005819

前書き

マウスCD326/EpCAMを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。上皮接着、粘膜免疫、および腫瘍生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD326/EpCAM Rabbit mAb
備考/別名	EGP; Ly74; gp40; CD326; EGP-2; TROP1; Egp314; Ep-CAM; EpCAM1; Tacsdl; GA733-2; Tacstd1
種	マウス
GeneID (ヒト)	4072
GeneID	17075
免疫原	マウスCD326/EpCAM (NP_032558.2) のアミノ酸24-266に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99JW5
タンパク質分子量	35 kDa
配送	アイスバッグ