


Wb、Elisa用抗Cd328ポリクローナル抗体 - Q9Y286

商品番号: CM0021593



前書き

ヒトCD328（SIGLEC7）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ナチュラルキラー細胞抑制性受容体の研究に最適です。免疫原は組換え体で、ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD328 ウサギ pAb
別名	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27036
遺伝子ID	27036
免疫原	ヒトCD328のアミノ酸18～144番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055200.1)
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y286
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤