


Anti-Cd32A + Cd32B + Cd32C ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P12318 / P31994 / P31995

商品番号: CM0003805



前書き

ヒトCD32A、CD32B、およびCD32Cに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済み。Fcγ受容体および免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD32A + CD32B + CD32C ウサギ mAb
備考/別名	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa; CD32A + CD32B + CD32C
種	ヒト
遺伝子ID	2212/2213/9103
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12318/P31994/P31995
タンパク質分子量	35kDa/34kDa
配送	氷袋