

抗Cd33ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P20138

商品番号: CM0007357



前書き

ヒトCD33（SIGLEC3）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISA用途で検証済みです。組換え免疫原（アミノ酸18-259番領域）を使用。免疫学・神経炎症分野における骨髓球・小膠細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD33 ウサギmAb
別名	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3; CD33
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	945
GeneID	945
免疫原	ヒトCD33（NP_001763.3）のアミノ酸18-259番領域に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P20138
タンパク質分子量	40kDa
配送	保冷剤